

Serologische Diagnostik atypischer Pneumonien



Kennzeichen der atypischen Pneumonie:

- a) trockener Reizhusten
- b) sehr schwache oder fehlende feuchte Rasselgeräusche
- c) vorwiegend interstitielle Infiltrate mit diffuser, „milchglasartiger“ Verschattung im Röntgenbild
- d) fehlende Wirksamkeit von Penicillinen und Cephalosporinen

Häufigste Erreger:

- a) Viren, v.a. Influenza-Viren
- b) Legionella pneumophila
- c) Chlamydia pneumoniae und Chlamydia psittaci
- d) Mykoplasma pneumoniae

Labordiagnostik:

Serologische Untersuchung auf die o.g. Erreger mit Verlaufskontrolle 2 Wochen später.

Therapie:

**u.a. Tetrazykline,
z.B. Doxycyclin,
oder Makrolide,
z.B. Erythromycin**